НИУ «МЭИ»

Кафедра Радиотехнических систем Информационные технологии


Лабораторная работа №2 «Программы и подпрограммы»

1. Введение

В данной работе отрабатываются навыки создания виртуальных приборов и их оформления в виге готовых подпрограмм.

2. Лабораторное задание

Запустим программу и создадим новый ВП.





2.1. Создание подпрограмм

Как и в любом другом языке программирования, в LabVIEW реализована возможность использования подпрограмм (SubVI) для часто повторяющихся фрагментов кода или для функционально независимых от главной программы блоков.

Когда мы устанавливаем на схему значок, это и есть подпрограмма, которая уже реализована в готовом виде и выполняет определенные функции. LabView позволяет использовать создаваемые пользователем ВП в качестве подпрограмм.

• Соберите схему в соответствии с рисунком и настройте внешний вид лицевой панели. Требуемые блоки находятся в группах *Functions* >> *Numeric* и *Functions* >> *Boolean*.






Оформим наш ВП в качестве подпрограммы. По завершению его можно будет добавлять на схему так же, как были добавлены все блоки текущей схемы.

• Оформим иконку нашего ВП. В правом верхнем углу обоих окон находится автоматически создаваемая программой иконка для новых ВП. Ее нужно изменить. Двойным щелчком на иконке открывается простой редактор.



■ Нарисуйте уникальную иконку своего ВП.



После создания иконки требуется обозначить входы и выходы вашего ВП. Для этого необходимо подвести указатель мыши к изображению иконки в правом

верхнем углу интерфейсной панели, и нажать правую клавишу мыши. В выпадающем меню следует выбрать опцию *Show Connector*. После этого действия курсор изменится на «Катушку», и появится несколько, в нашем случае шесть, клеток (клемм), которые будут соответствовать нашим шести параметрам подпрограммы (4 входных и 2 выходных).



• С помощью «Катушки» нажимаем ЛКМ на первом пустом секторе, затем нажимаем на ручку «Multiplier» на лицевой панели. Так мы зададим соответствие первого входного параметра и его порта на иконке.




- Повторим для портов *x1-x3*.
- Аналогично подключаем выходы «Result» и «x > 0.5».
- Сохраним ВП с помощью пункта *Save As...* в свою папку. Теперь его можно использовать в более сложных проектах как готовый блок.
- Продемонстрируйте рабочий ВП преподавателю.
- Занесите рисунки лицевой панели и структурной схемы в отчет.
- Запишите в отчет выражение, которое реализует данная схема.


2.2. Применение подпрограмм

Перейдем к созданию главной программы, в которой будет использоваться уже созданный нами блок.

- Закроем все окна и создадим новый ВП.
- Для добавления пользовательского блока на структурную схему на панели *Functions* выберем *Select a VI*, далее найдем созданный ранее ВП и добавим на схему.
- Соберите схему с использованием вашего ВП в соответствии с рисунком и настройте внешний вид лицевой панели.







- Продемонстрируйте рабочий ВП преподавателю.
- Занесите рисунки лицевой панели и структурной схемы в отчет.

2.3. Блок ввода формул


В некоторых ситуациях запись математического выражения в явном виде гораздо удобнее работы с шаблонными блоками. Для этой цели в LabVIEW существует механизм ввода формул *Formula Node*.

Научимся формировать сигнал произвольного вида с помощью формулы.

Пусть сигнал задан в виде массива точек с индексом k:

$$y(t_k) = A\sin(\omega_0 t_k)$$


- Создадим новый ВП.
- Добавим на схему элемент Functions >> Structures >> Formula Node.
- С помощью инструмента «Ввод текста» запишем формулу внутри рамки, формула должна заканчиваться символом «;». Для того, чтобы формула работала, необходимо задать ей входные и выходные аргументы.
- Нажав курсором ПКМ на левой части рамки блока формулы, выберем в меню Add Input.



- В появившемся поле с помощью ввода текста запишем название первого аргумента амплитуды «А».
- Повторим для w0 и t.
- Нажав курсором на правой части рамки, выберем Add Output. Подпишем как «у».
- Соберите схему в соответствии с рисунком и настройте внешний вид лицевой панели.

Поскольку в данном ВП не учитывается теорема Котельникова о дискретизации сигналов, частота сигнала **w0** является безразмерной константой.

- Продемонстрируйте рабочий ВП преподавателю.
- Занесите рисунки лицевой панели и структурной схемы в отчет.
- Оформите отчет по данной работе.



2.4. Дополнительное задание

Используя известные вам блоки, реализуйте конвертер температуры из градусов Цельсия (°С) в градусы Кельвина (К) и градусы Фаренгейта (°F). Предусмотрите вывод температур в виде шкал и точных значений. Предусмотрите индикатор «Жарко» при t > 60°С, и индикатор «Холодно» при t > 0°С.

Преобразование температурных шкал:

Шкала	Условное обозначение	Преобразование из Цельсия	Преобразование в Цельсий
Фаренгейт	°F	$^{\circ}F = ^{\circ}C \times \frac{9}{5} + 32$	$^{\circ}C = (^{\circ}F - 32) \times \frac{5}{9}$
Кельвин	K	$K = {}^{\circ}C + 273.15$	$^{\circ}C = K - 273.15$